

Exoc3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60645

商品番号: CM0021013

前書き

EXOC3 (Sec6)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)
およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。診断および研究室環境におけるエキソシスト複合体とエキソサイトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOC3 ウサギpAb
備考/別名	SEC6; Sec6p; SEC6LI; EXOC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11336
遺伝子ID	11336
免疫原	ヒト EXOC3 (NP_009208.2) のアミノ酸396-745に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60645
タンパク質分子量	86kDa
配送	保冷バッグ