

Exosc4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Npd3

商品番号: CM0029152



前書き

ヒトおよびラットサンプルに対するWBおよびELISAで検証済みのEXOSC4

ウサギポリクローナル抗体で、RNAエキソソーム成分RRP41（Q9NPD3）を標的としています。RNAプロセッシングおよび分解の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXOSC4 Rabbit pAb
備考/別名	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	54512
GeneID	54512
免疫原	ヒトEXOSC4（NP_061910.1）のアミノ酸1～245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NPD3
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤