


Extl3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43909

商品番号: CM0030676



前書き

ヒトEXTL3（グリコシルトランスフェラーゼおよびREG3受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ヘパラン硫酸およびREG3シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EXTL3 ウサギ pAb
備考/別名	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2137
遺伝子ID	2137
免疫原	ヒトEXTL3 (NP_001431.1) のアミノ酸52-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43909
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ