


F2R ウサギ Pab - P25116

商品番号: CM0024730



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISAによる、ヒト、マウス、ラットのプロテイナーゼ活性化受容体1検出用の高品質抗F2Rウサギポリクローナル抗体です。凝固研究および心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F2R ウサギ pAb
備考/別名	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2149
遺伝子ID	2149
免疫原	ヒト F2R (NP_001983.2) のアミノ酸42-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25116
タンパク質分子量	47kDa
発送	氷袋梱包