

F4/80 ウサギモノクローナル抗体 If, Ihc-P, Elisa 対応 - Q61549

商品番号: CM0006997

前書き

マウスF4/80（Emr1）に対するウサギモノクローナル抗体で、免疫蛍光法、免疫組織化学（パラフィン包埋）、ELISAに適しています。細胞接着と制御性T細胞（Treg）の発達に關与するマクロファージマーカーであるマウスおよびラットF4/80を検出し、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F4/80 ウサギmAb
別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
GeneID (ヒト)	2015
GeneID	13733
免疫原	マウスF4/80 (NP_034260.1) のアミノ酸367～645番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用分野	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤