

Fadd ウサギPolymab® モノクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用） - Q61160 / Q13158

商品番号: CM0009805



前書き

アポトーシス研究向けの高特異性FADDウサギPolymAb®モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFADD（遺伝子ID 8772/14082）と交差反応性を示し、WB、IP、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FADD ウサギPolymAb®
備考・別名	Mort1/FADD
種	ヒト/マウス
遺伝子ID（ヒト）	8772
遺伝子ID（マウス）	14082
免疫原	組換えタンパク質（ヒト/マウスFADDの組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q61160/Q13158
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	保冷剤