


Faf1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb/Elisa) - Q9Unn5

商品番号: CM0027020



前書き

ヒト FAF1 (FAS-associated factor 1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスおよびDNA複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAF1 ウサギ pAb
備考/別名	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11124
GeneID	11124
免疫原	組換えタンパク質 ヒト FAF1 (NP_008982.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNN5
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋