

Fam160B2 ウサギポリクローナル抗体 - Q80Yr2

商品番号: CM0019182

前書き

FAM160B2 ウサギpAbはWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに対応したポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットでの検証が完了しており、MAPK/ERKシグナル伝達および腸管バリア機能に関与するFHF複合体サブユニットHOOK相互作用タンパク質2Bを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM160B2 ウサギpAb
別名	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
種	マウス
GeneID (ヒト)	239170
GeneID	239170
免疫原	マウスFAM160B2 (NP_919326.1)のアミノ酸74-303番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q80YR2
タンパク質分子量	82kDa
輸送方法	保冷剤