


Fam50A ウサギモノクローナル抗体（抗Fam50Aモノクローナル抗体）

Wb、Ihc-P、Elisa用 - Q14320

商品番号: CM0007163



前書き

ヒトFAM50Aを標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットタンパク質との交差反応性あり。前駆体mRNAスプライシング制御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM50A ウサギ mAb
備考/別名	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9130
GeneID	9130
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFAM50A (NP_004690.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14320
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ