


Faslg ウサギ Pab - P48023

商品番号: CM0014159



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用のFasLGウサギポリクローナル抗体。アポトーシスの重要な媒介因子であるヒトおよびマウスFasLGを認識します。免疫細胞死や免疫寛容の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FasLG ウサギ pAb
別名	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APTILG1, FasLG
種	ヒト
遺伝子ID	356
免疫原	ヒトFasLG (NP_000630.1) のアミノ酸101-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48023
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋