

Fast Myosin Skeletal Heavy Chain ウサギモノクローナル抗体 - P12882

商品番号: CM0009205

前書き

ヒトMYH1（ミオシン-1、骨格筋重鎖）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。筋生理学および聴覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fast Myosin Skeletal Heavy chain ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4619
GeneID	4619
免疫原	ヒトMYH1 (NP_005954.3) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12882
タンパク質分子量	223kDa
発送	保冷バッグ