

Fastkd5 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - Q7L8L6

商品番号: CM0024532

前書き

FASTKD5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。
ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ミ
トリアリアRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FASTKD5 ウサギ pAb
備考/別名	dJ1187M17.5; FASTKD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60493
GeneID	60493
免疫原	ヒトFASTKD5 (NP_068598.1) のアミノ酸495-764に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L8L6
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ