

Fau ウサギ Pab - P35544

商品番号: CM0017575

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途でバリ
デーション済みのFAUウサギポリクローナル抗体。ヒ
ト、マウス、ラットの各種における内在性FAU/RPS3
0タンパク質（約14
kDa）を検出します。アポトーシスおよびユビキチン
様融合タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FAU ウサギ pAb
備考／別名	S30; FAU1; Fubl1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
生物種	ヒト
遺伝子ID	2197
免疫原	ヒトFAU（NP_001988.1）のアミノ酸1～133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35544
タンパク質分子量	14kDa
輸送条件	保冷バッグ