

Fbln1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P23142

商品番号: CM0023090

前書き

ヒトFibulin-1 (FBLN1) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのFBLN1と反応し、細胞外マトリックス・細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBLN1 Rabbit pAb
備考・別名	FBLN; FIBLI; FBLN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2192
遺伝子ID	2192
免疫原	ヒトFBLN1 (NP_001987.2) のアミノ酸570番〜670番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23142
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋梱包