

Fcgrt ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P55899

商品番号: CM0025764



前書き

ヒトFCGRT（FcRn）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。IgG回収および新生児免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCGRT Rabbit pAb
備考/別名	FCRN; FcgammaRn; alpha-chain; FCGRT
免疫原種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2217
遺伝子ID	2217
免疫原	ヒトFcRn（NP_004098.1）のアミノ酸27-290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55899
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤