

Fchsd1 ウサギ Pab - Q86Wn1

商品番号: CM0017951

前書き

ヒトFCHSD1に対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン重合および細胞骨格ダイナミクスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCHSD1 ウサギ pAb
備考／別名	NWK2; FCHSD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	89848
GeneID	89848
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFCHSD1（NP_258260.1）のアミノ酸100～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WN1
タンパク質重量	77kDa
出荷	保冷バッグ