

## WbおよびElisa用Fcrl3ウサギポリクローナル抗体 - Q96P31

商品番号: CM0016029

### 前書き

ヒトFCRL3（CD307c、MAIA）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞生物学、免疫学、受精研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | FCRL3ウサギpAb                                          |
| 備考／別名      | MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3      |
| 種          | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 115352                                               |
| GeneID     | 115352                                               |
| 免疫原        | ヒトFCRL3（NP_443171.2）のアミノ酸600～720に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q96P31                                               |
| タンパク質分子量   | 81kDa                                                |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |