


Wb、Elisa用 Fes ウサギポリクローナル抗体 - P07332

商品番号: CM0027649



前書き

このFES ウサギポリクローナル抗体は、ヒトFES（93 kDa）を標的とし、マウスとの交差反応性を示します。チロシンキナーゼシグナル伝達、肥満細胞脱顆粒、および細胞骨格の研究におけるWBおよびELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FES Rabbit pAb
備考/エイリアス	FPS; FES
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2242
GeneID	2242
免疫原	ヒトFES (NP_001137256.1) のアミノ酸120-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07332
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋