

Wb、If/Icc、Elisa用Fgbウサギポリクローナル抗体 - P02675

商品番号: CM0015607



前書き

ヒトフィブリノゲンベータ鎖（FGB）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。止血、血栓症、創傷治癒の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGB Rabbit pAb
備考/別名	HEL-S-78p; FGB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2244
GeneID	2244
免疫原	ヒトFGB (NP_005132.2) のアミノ酸111-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02675
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック