

Fgd4 ウサギ Pab（ポリクローナル抗体）、Wb・Elisa用途 - Q96M96

商品番号: CM0030582

前書き

FGD4 ウサギ

pAbはヒトFGD4を標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、細胞骨格ダイナミクスや神経疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGD4 ウサギ pAb
別名	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	121512
遺伝子ID	121512
免疫原	ヒトFGD4 (NP_640334.2) のアミノ酸99～198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q96M96
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	保冷剤