

ウエスタンブロット、Elisa用 Fgf14 ウサギ Pab - Q92915

商品番号: CM0030704

前書き

ヒト線維芽細胞増殖因子14 (FGF14) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経系の発達と機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF14 ウサギ pAb
備考/別名	FHF4; NYS4; FHF-4; SCA27; FGF-14; SCA27A; SCA27B; FGF14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2259
遺伝子ID	2259
免疫原	ヒトFGF14 (NP_787125.1) のアミノ酸1-252に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92915
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ