

Fgf2 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa 対応 - P09038

商品番号: CM0003442

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのFGF2ウサギモノクローナル抗体です。細胞増殖、分化、血管新生に関わるヘパリン結合増殖因子であるヒトFGF2（bFGF）を検出します。腫瘍学および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF2 ウサギmAb
別名	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
対象種	ヒト
GeneID	2247
免疫原	ヒトFGF2（NP_001997.5）のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09038
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤