

Fgf23 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Gzv9

商品番号: CM0027147



前書き

FGF23 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。リン酸とビタミンD代謝を調節し、骨疾患研究に必須です。標的分子量28kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF23 ウサギ pAb
備考/別名	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8074
遺伝子ID	8074
免疫原	ヒトFGF23のアミノ酸25-251に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_065689.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV9
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ