

Fhl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13642

商品番号: CM0024864



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、筋肉発達の調節因子である4つ半LIMドメインタンパク質1（FHL1/SLIM）を認識します。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応するため、骨格筋および肥大研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL1 ウサギpAb
別名	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
対象種	ヒト
GeneID	2273
免疫原	ヒトFHL1（NP_001153171.1）のアミノ酸27～296番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13642
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋梱包