


Fip200 ウサギ Pab - Q8Tdy2

商品番号: CM0015282



前書き

FIP200 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのRB1CC1を検出するポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。オートファジーおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FIP200 ウサギ pAb
備考/別名	CCI; ATG17; FIP200; PPP1R131
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9821
GeneID	9821
免疫原	ヒトFIP200 (NP_055596.3) のアミノ酸1280-1400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDY2
タンパク質分子量	183kDa
発送方法	保冷バッグ