

フローサイトメトリー用 Fitc 抗ニワトリ Cd4 モノクローナル抗体 - Q9W6V7

商品番号: CM0004644

前書き

ニワトリ CD4 (55 kDa) を標的とする FITC 標識ウサギモノクローナル抗体。ニワトリリンパ球のフローサイトメトリーに適しています。T細胞表面タンパク質の細胞外ドメインに対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC ウサギ抗ニワトリ CD4 mAb
備考/別名	CD4
種	ニワトリ
遺伝子 ID (ヒト)	920
遺伝子 ID	395362
免疫原	ニワトリ CD4 (NP_989980.2) のアミノ酸 28-423 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ニワトリ
SWISS	Q9W6V7
タンパク質分子量	55 kDa
配送	アイスバッグ