

Fitc 抗マウス Cd3E モノクローナル抗体 - Cd3E

商品番号: CM0003976

前書き

フローサイトメトリー用途向けに、マウス CD3e (CD3 epsilon) を特異的に認識するFITC標識モノクローナル抗体。アルメニアンハムスター由来で、マウスサンプル中のTリンパ球を高感度に検出可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC 抗マウス CD3e mAb
備考/別名	CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
遺伝子ID	12501
免疫原	マウス CD3e 組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
配送	アイスバッグ