

Fitcウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントモノクローナル抗体 - ヤギIgG Fc

商品番号: CM0009886

前書き

ヤギIgG

Fcフラグメントを標的とする高特異性FITC標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。研究および診断用イムノアッセイにおけるヤギIgGの検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITCウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントmAb
種	ヤギ
免疫原	組換えタンパク質 ヤギIgG（Fc）フラグメントの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヤギ
配送	保冷バッグ