

Fc用Fite標識ウサギ抗ヒトCd2モノクローナル抗体 - P06729

商品番号: CM0008149



前書き

フローサイトメトリー（FC）用FITC標識ウサギ抗ヒトCD2モノクローナル抗体。ヒトCD2（T11/SRBC/LFA-2）、39kDaのT細胞表面抗原に特異的。FCで検証済み。T細胞およびNK細胞の免疫表現型解析および接着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC ウサギ抗ヒトCD2 mAb
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD2 (NP_001758.2) のアミノ酸25-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋