

Fc用Fiteウサギ抗ヒトCd44モノクローナル抗体 - P16070

商品番号: CM0008861



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD44を標的とするFITC標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルでバリデーション済み。細胞接着、遊走、免疫細胞ホーミングの研究に最適。SWISS: P16070。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITCウサギ抗ヒトCD44 mAb
備考／別名	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44抗原
種	ヒト
GeneID (ヒト)	960
GeneID	960
免疫原	ヒトCD44のアミノ酸20～178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000601.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16070
タンパク質分子量	82kDa
輸送	アイスバッグ