

フローサイトメトリー用Fits標識ウサギ抗ヒトCd7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0006111

前書き

ヒトCD7（GP40、Tp40、LEU-9）を標的とするFITC標識ウサギモノクローナル抗体。免疫表現型解析および診断ワークフローにおけるT細胞およびNK細胞集団のフローサイトメトリー検出用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考／別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	924
GeneID	924
免疫原	ヒトCD7（NP_006128.1）のアミノ酸26～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ