

Fitc標識 ウサギ抗ヒトCd99モノクローナル抗体（Fc用） - P14209

商品番号: CM0007864



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD99（MIC2）に対するFITC標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞接着、白血球血管外遊出、ロゼット形成に参与する19 kDaのCD99抗原を標的とします。ヒトCD99と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC標識 ウサギ抗ヒトCD99 mAb
備考/別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
種	ヒト
GeneID	4267
免疫原	ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸24-123に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ