

Fitc ウサギ抗ヒトTcr Γ/Δ モノクローナル抗体 - Tcr Γ/Δ

商品番号: CM0009757

前書き

フローサイトメトリー用にヒトTCR γ/δ を標的とするFITC結合ウサギモノクローナル抗体です。T細胞受容体 γ/δ 鎖に特異的で、免疫表現型検査やT細胞サブセット研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC ウサギ抗ヒトTCR γ/δ mAb
備考/別名	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6964/6965
遺伝子ID	6964/6965
免疫原	ヒトTCR γ/δ の組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
輸送方法	氷袋