

Fitsc標識

ウサギ抗ヒト/サルCD45モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08575

商品番号: CM0011945



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD45（白血球共通抗原）に対するFITC結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、正確な免疫細胞の同定・分析が可能で、T細胞活性化およびシグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC ウサギ抗ヒト/サルCD45 mAb
別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26-577番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
応用分野	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
輸送方法	氷袋