


Fitc標識ウサギ抗ヒト/サルCd8Aモノクローナル抗体（Fc用） - P01732

商品番号: CM0004144



前書き

ヒトおよびカンクイザルCD8aに特異的なFITC標識ウサギモノクローナル抗体。CD8+ T細胞のフローサイトメトリー検出用に設計されており、免疫応答および腫瘍学研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC標識ウサギ抗ヒト/サルCD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8α鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カンクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
発送条件	保冷バッグ