

フローサイトメトリー用 Fcγ 標識ウサギ抗マウス CD32 モノクローナル抗体 - P08101

商品番号: CM0007969

前書き

フローサイトメトリー用、マウス CD32 (Fcγ 受容体 IIB) を標的とする FITC 標識ウサギモノクローナル抗体。細胞外ドメインを認識し、造血細胞上の CD32 検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FITC 標識ウサギ抗マウス CD32 モノクローナル抗体
備考/別名	CD32; Fcγr2; Fcγ-2; Fcγ-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcγRII; Fcγr2a; Ly-m20; Fc[γ]RII; F630109E10Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	2213
GeneID	14130
免疫原	マウス CD32 (NP_034317.1) のアミノ酸 30-207 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P08101
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/36kDa
発送条件	保冷剤付き