


## Fc用Fits標識ウサギ抗ラットCd45モノクローナル抗体 - P04157

商品番号: CM0011923



## 前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、ラットCD45（L-CA、T200）に対するFITC標識ウサギモノクローナル抗体。白血球共通抗原、T細胞活性化に必須な受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | FITC ウサギ抗ラット CD45 mAb                                           |
| 備考/別名       | Lca; RT7; CD45; L-CA; T200                                      |
| 種           | ラット                                                             |
| GeneID (ヒト) | 5788                                                            |
| GeneID      | 24699                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ラットCD45 (NP_612516.2) のアミノ酸24-546に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション    | FC                                                              |
| 交差反応性       | ラット                                                             |
| SWISS       | P04157                                                          |
| タンパク質分子量    | 143 kDa                                                         |
| 配送          | 氷袋                                                              |