

Fkbp1B ウサギ Pab - P68106

商品番号: CM0029527



前書き

FKBP1B ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAにおいて、ペプチジルプロリル シス-トランス イソメラーゼ FKBP1B (12.6 kDa FKBP) を検出します。免疫抑制およびタンパク質折りたたみ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FKBP1B ウサギ pAb
備考/別名	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2281
GeneID	2281
免疫原	合成ペプチド ヒト FKBP1B (NP_473374.1) のアミノ酸 1-80 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68106
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスパック