

Flii ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q13045

商品番号: CM0013897

前書き

ヒトFLII（flightless-1ホモログ）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞骨格ダイナミクス、細胞接着、転写の研究に最適です。分子量は約145 kDa、SWISS番号はQ13045です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FLII Rabbit pAb
略称/別名	FLI; FLIL; Fli1; FLII
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2314
遺伝子ID	2314
免疫原	ヒトFLII（NP_002009.1）のアミノ酸400-660番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13045
タンパク質分子量	145kDa
発送方法	氷袋梱包