

フローサイトメトリー抗体：Pe ウサギ抗Nhp Igd モノクローナル抗体 - Pe ウサギ抗Nhp Igd Mab

商品番号: CM0005839

前書き

カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖を標的とする
PE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメ
トリーで検証済み、アカゲザルと交差反応します。免疫
学研究におけるNHP IgDの検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗NHP IgD mAb
種	カニクイザル
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	カニクイザル、アカゲザル
配送	アイスパック