

イソチオシアン酸フルオレセイン/Fitc ウサギポリクローナル抗体 - 抗Fitc

商品番号: CM0021199

前書き

WBおよびELISA用途向けの抗FITCウサギポリクローナル抗体です。種に依存しない交差反応性により、IV Dアッセイ開発や研究におけるFITC標識分子の普遍的な検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	イソチオシアン酸フルオレセイン/FITC ウサギポリクローナル抗体
免疫原	FITC
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	種非依存
配送方法	氷袋