

Fmn1 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - Q68Da7

商品番号: CM0017436

前書き

ヒトFMN1（フォルミン-1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。マウスとの交差反応性あり。接着結合の形成とアクチン重合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FMN1 ウサギ pAb
備考/別名	LD; FMN; FMN1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	342184
遺伝子ID	342184
免疫原	ヒトFMN1（NP_001096654.1）のアミノ酸350-495に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q68DA7
タンパク質分子量	158kDa
輸送	保冷バッグ