

Fndc5 ウサギ Pab - Q8Nau1

商品番号: CM0023016



前書き

ヒトFNDC5（イリシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。運動代謝および脂肪組織の褐色化に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FNDC5 ウサギ pAb
備考/別名	FRCP2; irisin; FNDC5
種	ヒト
GeneID	252995
免疫原	ヒトFNDC5 (NP_715637.2) のアミノ酸1-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q8NAU1
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ