


ホルミル化ヒストンH2B-K120 ウサギモノクローナル抗体 (P62807/Q16778)

For Wb, Ihc-P, Elisa

商品番号: CM0000092



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用の特異的ホルミル化ヒストンH2B-K120ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのH2Bを認識し、広範な交差反応性が予測されます。ヒストン修飾とエピジェネティック制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホルミル化ヒストンH2B-K120 ウサギmAb
備考/別名	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K120
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8349
GeneID	3017/8349
免疫原	ヒトヒストンH2B (ホルミル化K120) 由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範な予測)
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ