

Foxg1 ウサギポリクローナル抗体 - P55316

商品番号: CM0024365



前書き

FOXG1

ウサギpAbは、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了したポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのFOXG1を検出します。脳発生や転写抑制の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXG1 ウサギpAb
備考・別名	BF1; BF2; QIN; FKH2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHKL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2290
GeneID	2290
免疫原	ヒトFOXG1 (NP_005240.3) のアミノ酸400～489番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55316
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷剤