


Foxo4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P98177

商品番号: CM0024954



前書き

FOXO4ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。インスリンシグナル伝達、細胞周期調節、転写因子ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO4 ウサギ pAb
備考/別名	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4303
GeneID	4303
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98177
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ