

Foxp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H334

商品番号: CM0017886



前書き

FOXP1ウサギポリクローナル抗体は、Western blot、IHC-

P、ELISAへの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットの内在性FOXP1を検出します。転写調節、免疫学、幹細胞研究で使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP1 Rabbit pAb
別名	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27086
GeneID	27086
免疫原	ヒトFOXP1 (NP_116071.2) のアミノ酸550～677に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H334
タンパク質分子量	75kDa
発送方法	保冷剤