

Wb、Elisa用 Foxp3 ウサギ Pab - Q9Bzs1

商品番号: CM0028946



前書き

ヒトFOXP3に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。アミノ酸206-300を標的とする組換え免疫原。Tregおよび免疫調節研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP3 ウサギ pAb
備考／別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
種	ヒト
GeneID	50943
免疫原	ヒトFOXP3（NP_054728.2）のアミノ酸206-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ