

If-P、Ihc-P、Elisa用 Fshb ウサギモノクローナル抗体 - P01225

商品番号: CM0010310



前書き

IF-P、IHC-P、ELISA用 FSHB

ウサギモノクローナル抗体をバリデーション。ヒト、マウス、ラットのFSHBと交差反応性あり。卵胞刺激ホルモンベータサブユニットを標的とし、卵胞発育や精子形成に関する生殖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSHB ウサギ mAb
備考/別名	HH24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2488
GeneID	2488
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFSH α/β のアミノ酸25-116に対応する配列を含む組換え融合タンパク質(NP_000726.1/NP_000501.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01225
タンパク質分子量	15 kDa
輸送	保冷バッグ