

Fsp1/S100A4 ウサギ Pab - P26447

商品番号: CM0019867



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのFSP1/S100A4

ウサギポリクローナル抗体。細胞運動性、アポトーシス、がん転移研究に関与するカルシウム結合タンパク質であるヒトおよびマウスS100A4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSP1/S100A4 ウサギ pAb
別名	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6275
遺伝子ID	6275
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFSP1/S100A4 (NP_002952.1)のアミノ酸1-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26447
タンパク質分子量	12 kDa
発送	氷袋